



GES/Mini GES水平电泳槽

创新设计提高效率的水平电泳系统

亚克力材料注塑
高透光、更坚固

镀金电极头
防止冲刷锈蚀

专利制胶托盘
易拆装、易清洁

部件可拆装设计
方便自行更换



GES/Mini GES浸入式水平电泳槽有多种托盘尺寸和梳子规格可以选择，紫外光可透射的丙烯酸（亚克力）坚固材料可以实时监控样品的电泳进度。槽体设计配有单向固定栓便于盖子的取放，能在固定保护盖同时引导操作者到正确的合盖方向。L型铂金丝电泳电极采用可拆卸电极设计，便于用户自行替换和维护。专利设计"Dams-claw"托盘夹子适合不同长度的托盘制胶，拆装容易并方便清洗。GES/Mini GES均有固定的电线连接在安全盖上，可准确连接到下方电极。威泰克全部产品均通过欧盟CE安全认证，保障使用者操作安全。



Dams-claw专利灌胶模具，简单拆装，容易清洗



水平气泡校准仪



托盘上印有荧光尺

GES中型水平电泳槽技术指标

外围尺寸(L×W×H)	27×17.5×10 cm
可选托盘尺寸	7×15 cm或10×15 cm或15×15 cm
梳子尺寸	15或20齿的梳子可选不同厚度 (0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm)
可做样品数	一次最多可以做40个样品
缓冲液体积	缓冲液体积：650-1000 ml

Mini GES迷你水平电泳槽技术指标

外围尺寸(L×W×H)	20×9.5×8.5 cm
可选托盘尺寸	6.5×7 cm或10×7 cm
梳子尺寸	10或15齿的梳子可选不同厚度 (0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm)
可做样品数	一次最多可以做30个样品
缓冲液体积	200-270ml

威泰克其他相关产品一览：



电泳与转印系统



基因枪、凝胶成像系统、
分光光度计



掌上离心机、恒温金属浴、
紫外透照台



PCR仪



微信号：wealtec

